

DermaSilk® to w pełni bezpieczna, niefarmakologiczna metoda leczenia objawów AZS oraz pielęgnacji skóry atopowej u niemowląt, dzieci i dorosłych. DermaSilk® jest stosowany do spania lub w dzień pod ubraniem. Może być używany z emolientami lub innymi maściami.

DermaSilk® to bielizna, odzież i dodatki na każdą część ciała; dla niemowląt, dzieci, młodzieży i dorosłych. Produkt hipoalergiczny, wolny od potencjalnych alergenów: kleju jedwabnego, wybielaczy i barwników.

Trzy źródła skuteczności:

WŁÓKNA: Jedwab naturalny oczyszczony z kleju jedwabnego, czyli czysta fibroina o znanych właściwościach leczniczych

WYKONANIE: Sposób produkcji gwarantujący gładkość, miękkość, wysoką przewiewność, elastyczność, ukryte szwy

OCHRONA: Z włóknami trwale związany jest czynnik AEM 5772/5 eliminujący bakterie i grzyby

DermaSilk®:

- dopuszczony w całej Unii Europejskiej jako wyrób medyczny klasy I (Class 1 Medical Device),
- na liście refundowanych wyrobów medycznych dla pacjentów z AZS w Holandii, Szwecji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

W Polsce DermaSilk® dostępny jest w sprzedaży przez internet, telefon, a także w wybranych aptekach.

Zestaw dla atopika - body z wszytymi rękawiczkami i spodenki ze stopkami.



**Innowacyjna metoda
NAREZCIE W POLSCE**

INFORMACJE I ZAMÓWIENIA:

www.dermasilk.pl

tel. 022 214 55 66

ODZIEŻ LECZNICZA

Skuteczna w leczeniu objawów AZS

PRODUCENT, PODMIOT ODPOWIEDZIALNY

Al.Pre.Tec. Srl
Viale Primavera 93
30027 San Donà di Piave (VE)
Włochy

WYŁĄCZNY DYSTRYBUTOR W POLSCE


Baltic Pharma
ul. Solec 81 B lok. A-51
00-382 Warszawa
info@balticpharma.com

CE Class 1 Medical Device

**DERMA**
Silk
WEARING YOUR HEALTH

Mniej swędzenia. Mniej drapania. Lepsza skóra.

Jedwab - lepszy wybór




JEDWAB

+ Nici jedwabne powstają z włókien o długości przekraczającej nawet 1000 m, dlatego też materiał jest idealnie gładki. Nie ma możliwości, by pod wpływem wilgoci lub zmian temperatury, końcówki włókien wykręcały się i odchodziły od materiału drażniąc skórę.

+ Jedwab potrafi absorbować nadmierną wilgoć (aż do 30% swojego ciężaru), która jest następnie oddawana stopniowo. Nie wychładza się więc nadmiernie.

+ Jedwab ma właściwości termoregulacyjne. Potrafi dostosować temperaturę do temperatury ciała. Dzięki temu, ciało nie rozgrzewa się i nie wydziela nadmiaru potu. Skóra nie wysusza się więc nadmiernie, co ogranicza świąd.

BAWEŁNA



Bawełna **nie jest** optymalnym wyborem w przypadku atopowego zapalenia skóry.

! Przy zmianach wilgotności i temperatury króciutkie włókna, z których utkane są bawełniane nici ulegają skróceniu i skręcaniu, odstają od materiału. Powstaje ryzyko podrażnienia skóry.

! Bawełna słabo wchłania wilgoć. Mokra tkanina (np. od potu, śliny) ochładza się. Reakcją organizmu jest wzrost temperatury, pocenie i wysuszenie skóry, a w konsekwencji - swędzenie.

Dodatkowa ochrona

Z dzianiną DermaSilk® trwale związany jest czynnik antybakteryjny i przeciwgrzybiczy AEM 5772/5. Jest w pełni bezpieczny dla skóry, gdyż eliminuje bakterie i grzyby w sposób mechaniczny, a nie chemiczny.



Czynnik AEM 5772/5:

- > nie wypłukuje się, pozostaje skuteczny nawet po wielu praniach
- > nie wiąże się ze skórą
- > nie wytwarza oporności mikroorganizmów
- > jest bezzapachowy i bezbarwny

WŁAŚCIWOŚĆ PRZECIWDROBNOUSTROJOWA materiału przylegającego do skóry jest istotna w postępowaniu ze skórą z cechami atopowego zapalenia. Kolonizacja skóry przez *Staphylococcus aureus* to właśnie jeden z głównych czynników zaostrażających chorobę.

EFEKTY DZIAŁANIA

Już w pierwszych godzinach:

- > zmniejszenie świądu
- > mniejsza potliwość

Przy regularnym stosowaniu:

- > mniej zaczerwień, wysięków
- > mniejsze ryzyko nadkażeń i nasileń zmian skórnych
- > przyspieszenie gojenia zmian chorobowych



Wnioski z wybranych badań klinicznych

DermaSilk znacząco łagodzi lub zupełnie likwiduje objawy atopowego zapalenia skóry.¹

Czynnik przeciwdrobnoustrojowy dodany do materiału DermaSilk jest istotny dla długoterminowego zmniejszenia objawów AZS.²

DermaSilk jest użyteczny w leczeniu objawów atopowego zapalenia skóry. Skuteczność DermaSilk nie maleje wraz z regularnym, zgodnym z zaleceniami praniem produktów.³

PIŚMIENICTWO

1. G. Ricci et al. „Clinical effectiveness of a silk fabric in the treatment of atopic dermatitis” British Journal of Dermatology 2004; 150:127-131
2. G. Stinco et al. „A Randomized Double-Blind Study to Investigate the Clinical Efficacy of Adding a Non-Migrating Antimicrobial to a Special Silk Fabric in the Treatment of Atopic Dermatitis” Dermatology 2008; 217:191-195
3. D. Y. Koller et al. „Action of a silk fabric treated with AEGIS in children with atopic dermatitis: A 3-month trial” Pediatric Allergy and Immunology 2007; 18:335-338

